

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-491	REFERENCIA PS/TS/126207
PRODUCTO Elevadores de inodoro TL3 y TL4. Números de referencia: R9113, R9123, R9133, R9143, R9114, R9124, R9134, R9144, R8273, R8283.	
FABRICANTE Pressalit A/S, Dinamarca.	
DISTRIBUIDOR Aquacontrol Alta Tecnología Sanitaria, S.A. Pol. Ind. Santa Ana C/ La Fundición, 29-31 28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid)	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados números de referencia de los elevadores de inodoro TL3 y TL4, debido a que durante la inspección del producto podría producirse riesgo de atrapamiento de los dedos al retirar la tapa inferior si dicha tapa se ha quedado atascada debajo del elevador de inodoro.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

