

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2025-520	PS/TS/126638
PRODUCTO Dispositivo endoluminal de redireccionamiento del flujo FRED™ 27 y FRED™ X 27.	
FINALIDAD PREVISTA Embolización endovascular de aneurismas / tratamiento de lesiones neurovasculares intracraneales.	
Nº LOTE Ver nºs de catálogo y lote afectados en los anexos 1 y 2 de la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE MicroVention Europe Srl, Francia.	
DISTRIBUIDOR Grifols Movaco Calle Palou, 6 Polígono Industrial Levante 08150 Parets del Vallès (Barcelona)	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados números de catálogo y lotes de los dispositivos endoluminales de redireccionamiento del flujo FRED™ 27 y FRED™ X 27, debido a que podrían presentar problemas de colocación y/o despliegue por una longitud incorrecta de los alambres de tantalio y los patrones de fijación del mismo a la endoprótesis.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

