

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2025-528	<b>REFERENCIA</b> PS/TS/126914
<b>PRODUCTO</b> HeartSine samaritan PAD Pad-Pak-03, -03J, -04, -04J y -07 con fecha de caducidad comprendida entre el 17 de abril de 2025 y el 1 de agosto de 2029.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Los accesorios del Pad-Pak para adultos y pediátricos del dispositivo HeartSine samaritan PAD contienen la batería para alimentar el Desfibrilador Externo Automático (DEA) y dos electrodos de desfibrilación para proporcionar la conexión eléctrica al tórax del paciente con el fin de administrar la descarga de desfibrilación.	
<b>FABRICANTE</b> Heartsine Technologies Ltd., Reino Unido.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Stryker Iberia S.L. C/ Sepúlveda 17 28108 Alcobendas (Madrid).	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con determinados modelos HeartSine samaritan PAD Pad-Pak, debido a que podrían presentar patillas de centrado dobladas que impidieran su correcta inserción en los dispositivos HeartSine samaritan PAD.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

