

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-536	REFERENCIA PS/VBR/127753
PRODUCTO Implante dental TBR Bone Level M. Referencia: M411.	
Nº LOTE 23I1504, 23I1611, 24I0453, 24I0454, 24I0455 y 24I0461.	
FABRICANTE SUDIMPLANT SAS, Francia.	
DISTRIBUIDOR SAS Exclusivas Dentales, S.L. Avenida de Francia 19, esc. C piso 1 pta. 1, 46023, Valencia.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados lotes del implante dental TBR Bone Level M, referencia M411, debido a la posibilidad de que no se pueda realizar la toma de impresión si se utiliza un transfer de 3,9 mm de diámetro porque la conexión cónica Morse es de 3,2 mm de diámetro en lugar de 3,9 mm de diámetro.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

