

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-566	REFERENCIA PS/SSP/127106
PRODUCTO Biosteon Screw, modelo 10MM X 35MM STRYKER BIOSTEON SCREW. UDI-DI 15060155710324. Código del producto 234-010-178.	
FINALIDAD PREVISTA Tornillo óseo canulado de un solo uso, fabricado con ácido poliláctico reabsorbible y fosfato cálcico, que se reabsorbe gradualmente en el organismo.	
Nº LOTE BS240520	
FABRICANTE Biocomposites ltd, Reino Unido	
DISTRIBUIDOR Stryker Iberia, C/ Sepúlveda 17, 28108 Alcobendas, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con el lote BS240520 del tornillo Biosteon (10mm x 35 mm) debido a que en la etiqueta de las notas del paciente figura una fecha de caducidad incorrecta, 2 años inferior a la fecha real.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

