

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-629	REFERENCIA PS/AVG/129622
PRODUCTO Columna de mesa quirúrgica OTESUS. Ver números de modelo, UDI y números de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE MAQUET GmbH, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Getinge Group Spain S.L. Calle Marie Curie, 5, 28521 Rivas-Vaciamadrid, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas columnas de mesa quirúrgica OTESUS, debido a que los nuevos LED del módulo de óptica y transportador de contacto pueden causar señales de interferencia entre las columnas de la mesa quirúrgica y los tableros de la mesa quirúrgica.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

