

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-673	REFERENCIA PS/PL/130976
PRODUCTO Stents AXIOS™ y sistemas introductores mejorados con electrocauterización (6 mm × 8 mm, 8 mm × 8 mm y 20 mm × 10 mm). Ver referencias de los productos afectados en el anexo 1 de la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Sistema para facilitar el drenaje endoscópico transgástrico o transduodenal de un pseudoquistes pancreático o de las vías biliares.	
Nº LOTE Ver nº de lote afectados en el anexo 1 de la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Boston Scientific Corporation, EEUU.	
DISTRIBUIDOR Boston Scientific Ibérica S.A., C/ Ribera del Loira, 46, 28042 Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados stents AXIOS™ y sistemas introductores mejorados con electrocauterización, debido a la posibilidad de que no se puedan desplegar o expandir correctamente, en el momento de su introducción.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

