

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2026-137	<b>REFERENCIA</b> PS/MAM/135429
<b>PRODUCTO</b> Cizallas THUNDERBEAT II con modo ultrasónico. Ver referencias, modelos y números UDI-DI afectados en la nota de aviso de la empresa.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Diseñados para su uso en cirugía abierta, laparoscópica y endoscópica con el fin de cortar, sellar, coagular, agarrar y diseccionar.	
<b>FABRICANTE</b> Gyrus ACMI, Inc. (Olympus Surgical Technologies America). EEUU.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> OLYMPUS IBERIA, S.A.U.PI. Europa, 10. 08902, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.	
<b>ASUNTO</b> Retirada del mercado de determinadas Cizallas THUNDERBEAT II con modo ultrasónico debido a la posibilidad de que se produzca un desprendimiento de componentes de la punta distal del dispositivo durante su uso.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

