

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b>	<b>REFERENCIA</b>
2026-161	PS/MAM/136271
<b>PRODUCTO</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panocell-16. Referencia 0002332. UDI-DI: 10888234000242</li> <li>• Capture-R Ready-ID Extend II. Referencias: 0006456 y 0006457. UDI-DI: 10888234000686 y 10888234000693</li> </ul>	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	
<p>Panocell-16 está destinado a su uso en la identificación de anticuerpos inesperados de grupos sanguíneos eritrocitarios.</p> <p>Capture-R Ready-ID II Extend está destinado a utilizarse como complemento de Capture-R Ready-ID en la identificación de anticuerpos IgG inesperados frente a glóbulos rojos.</p>	
<b>Nº LOTE</b>	
Ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.	
<b>FABRICANTE</b>	
Immucor, Inc. EEUU.	
<b>DISTRIBUIDOR</b>	
Werfen España S.A.U. Plaza Europa, 21-23. 08908, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.	
<b>ASUNTO</b>	
Advertencias de seguridad relacionada con determinados lotes de Panocell-16 y Capture-R Ready-ID Extend II debido a la posibilidad de que se obtengan resultados positivos con muestras que contienen Anti-P1 en una célula etiquetada como negativa para P1.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota de aviso empresa</li> </ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.