

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2026-287	PS/MJF/139203
PRODUCTO Suspensión MAVIG para monitor con sistema de riel cenital instalado en los sistemas de angiografía por rayos X: - Innova IGS 5 y 6 - Allia IGS 3, 5 y 5 Pulse Ver números de serie afectados de los sistemas de angiografía por rayos X en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Generar imágenes fluoroscópicas y rotativas de la anatomía humana en procedimientos cardiovasculares, vasculares y no vasculares, de diagnóstico e intervención.	
FABRICANTE GE Medical Systems SCS, Francia.	
DISTRIBUIDOR General Electric Healthcare España, SAU. Calle Gobelás, 35-37. 28023, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con la suspensión MAVIG para monitor con sistema de riel cenital instalado en determinados sistemas de angiografía por rayos X Innova y Allia, debido a la posibilidad de que falten ciertos indicadores visuales que dificulten la detección de posibles fallos en la sujeción del monitor, lo que podría provocar que el monitor se desprendiera.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

