

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2026-506	PS/MJF/143697
PRODUCTO Centricity Enterprise Archive, Enterprise Archive, Centricity PACS y Centricity PACS Server. Ver productos afectados y sus versiones en la tabla 1 de la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE GE Healthcare., EEUU.	
DISTRIBUIDOR General Electric Healthcare España, S.A. Calle Gobelás, 35-37. 28023, Madrid.	
ASUNTO Actualización de las advertencias de seguridad relacionadas con determinadas versiones de producto de Centricity Enterprise Archive, Enterprise Archive, Centricity PACS y Centricity PACS Server, debido a la posibilidad de que, en determinadas condiciones, los datos de imagen históricos que se han migrado desde un sistema anterior puedan haberse asociado incorrectamente a un paciente distinto.	
INFORMACION ADICIONAL En septiembre de 2026 el fabricante emitió una nota de aviso para informar de las medidas que debía adoptar el usuario debido a la posibilidad de que en determinadas versiones de producto de Centricity Enterprise Archive, Enterprise Archive, Centricity PACS y Centricity PACS Server, y en determinadas condiciones, los datos de imagen históricos que se habían migrado desde un sistema anterior pudieran haberse asociado incorrectamente a un paciente distinto. La AEMPS transmitió esta información el 16 de septiembre de 2026, alerta 2026-452. La empresa está remitiendo una nueva nota de aviso en la que se han modificado las medidas que deben adoptar los usuarios. Entre los cambios introducidos, se establece que, si no es posible confirmar con seguridad la identidad del paciente mediante los identificadores y comprobaciones indicadas, se debe considerar la identidad del paciente no verificada para el estudio o las imágenes pertinentes.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

