

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIAS
2019-444	PS/SSH/52306
PRODUCTOS <ul style="list-style-type: none"> • BIOPSY BOX 20 ml. Referencia: 00022. • BIOPSY BOX 30 ml. Referencia: 00030. • BIOPSY BOX 90 ml. Referencia: 00091. 	
FINALIDAD PREVISTA Recipiente desechable para muestras de biopsia con dos compartimentos uno que contiene solución tamponada de fosfato y otro que contiene formalina.	
Nº LOTES DISTRIBUIDOS EN ESPAÑA 20162609, 20160806, 2016609, 20160609, 201704, 201709, 201809, 201811, 201901, 201711, 201702, 201801, 201803, 201805, 201806, 201810, 201812, 201902, 201903.	
FABRICANTE Tecnobilife s.r.l., Italia.	
DISTRIBUIDOR Léleman S.L., C/ Ador, 2-bajo, 46026 Valencia.	
ASUNTO Cese de utilización y retirada del mercado, a requerimiento de la AEMPS, de todos los lotes distribuidos en España del producto BIOPSY BOX, debido a la alta contaminación microbiana detectada en la solución tamponada de fosfato de determinados lotes.	

