

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| | |
|---|-------------------|
| Nº DE ALERTA: | REFERENCIA |
| 2019-459 | PS/NA/53937 |
| PRODUCTO | |
| Serofine needles 0,33 mm x 12 mm (29G x ½"), código 16441MS. | |
| FINALIDAD PREVISTA | |
| Agujas de un solo uso que se utilizan en combinación con el dispositivo electromecánico de autoinyección Easypod para la aplicación de la hormona de crecimiento SAIZEN. | |
| Nº LOTE | |
| 18G02G8712. | |
| FABRICANTE | |
| B. Braun Melsungen AG, Alemania. | |
| DISTRIBUIDOR | |
| Merck S.L., C/ María de Molina, 40, 28006 Madrid. | |
| ASUNTO | |
| Retirada del mercado del lote 18G02G8712 de las agujas Serofine (caja de presentación de 100 unidades) debido a la posibilidad de que no puedan ser utilizadas con el dispositivo de administración easypod al no poder encajar en el mismo dado al mayor tamaño del tapón protector de la aguja. | |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS | |
| <ul style="list-style-type: none"> Nota de aviso empresa. | |

