

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2020-008	PS/CH/56810
PRODUCTO Ensayo ADVIA Centaur NT-proBNP (PBNP) 100 pruebas nº material 10699449 Ensayo ADVIA Centaur NT-proBNP (PBNP) 500 pruebas nº material 10699450	
FINALIDAD PREVISTA Ensayo de diagnóstico in-vitro para la medición cuantitativa del péptido natriurético pro-cerebro terminal (NT-proBNP), en los analizadores ADVIA Centaur XP, ADVIA Centaur XPT y ADVIA Centaur CP	
Nº LOTE Todos los lotes terminados en 022 y superiores.	
FABRICANTE Siemens Healthcare Diagnostics, Inc., EEUU.	
DISTRIBUIDOR Siemens Healthcare S.L.U., Avda. Leonardo da Vinci, 15, 28906 Getafe, Madrid.	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con la identificación de un sesgo positivo en la media de regresión de la comparación de métodos de hasta un 20% con determinados lotes del Ensayo ADVIA Centaur NT-proBNP en comparación con el método de predicción en las instrucciones de uso.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	

