MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-530	PS/MBF/144609

PRODUCTO
Asidero para cama Let's Get Up y Let's Get Up L. Números de artículo: LGU101 y LGU101L

FINALIDAD PREVISTA
Ayudar a los usuarios a levantarse de la cama y a acostarse en ella, puede utilizarse tanto en el domicilio como en entornos asistenciales.

Nº SERIE
Intervalo de números de serie LGU101: 202212000001-202607004603.
Intervalo de números de serie LGU101L: 202604000001-202605001504.

FABRICANTE
Trust Care AB, Suecia.

DISTRIBUIDOR
Trust Care AB. Skrittgatan 8B, 23177 Malmö (Suecia).

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con los asideros para cama Let's Get Up y Let's Get Up L debido al posible riesgo de atrapamiento si se forma un hueco entre la cama y la ayuda para incorporarse.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa
- Nota informativa PS, 45/2026

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: W69QPQ31F6MDPZKHVA2E**
Fecha de la firma: 29/10/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89